



Effective Spray Tea Tonic

Spray do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego

Effective Spray Tea Tonic to alkoholowy preparat do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego, a także małych powierzchni sprzętu medycznego łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, innych trudno dostępnych powierzchni. Produkt posiada działanie również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji, tyżek protetycznych i wycisków silikonowych, przedmiotów mających kontakt z żywnością.

Cechy produktu:

- Do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego.
- Przeznaczony do wszelkich powierzchni pozamedycznych np. w gastronomii, fryzjerstwie oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością.
- Działa już w 15 sek. na grzyby i 30 sek. na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy (w tym Rota).
- Nie pozostawia smug i zacieków.
- Nie zawiera aldehydu i fenolu.

Korzyści dla użytkownika:

- Szybki efekt czystej i zdezynfekowanej powierzchni.
- Możliwość zastosowania do wielu powierzchni w obszarze medycznym i pozamedycznym.



Spray



Działa na Rota



Dezynfekuje
powierzchnie



Zapach tea tonic

Effective Spray Tea Tonic

Zastosowanie:

Effective Spray Tea Tonic zalecany jest do dezynfekcji małych powierzchni sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, innych trudno dostępnych powierzchni jak również do dezynfekcji końcówek stomatologicznych przed procesem sterylizacji, łyżek protetycznych i wycisków silikonowych, przedmiotów mających kontakt z żywnością. Polecany szczególnie do szklanych i błyszczących powierzchni.

SPEKTRUM	NORMY WG EN 14885	OBCIĄŻENIE ORGANICZNE	
		NISKIE	WYSOKIE
Bakterie	EN 13697	30 sek.	60 sek.
	EN 13727	30 sek.	30 sek.
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
Grzyby (<i>C. albicans</i>)	EN 13624	15 sek.	15 sek.
	EN 13697	30 sek.	
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
Prątki grzyźlicy (<i>M. terraе</i>)	EN 14348	30 sek.	30 sek.
Wirusy osłonkowe	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirusy BVDV	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Wirus Noro	EN 14476	30 sek.	30 sek.

Sposób użycia:

Spryskać preparatem powierzchnię z odległości około 30 cm dbając o całkowite jej pokrycie i pozostawić na czas działania preparatu. Powierzchnia wysycha nie pozostawiając smug. Nie stosować na delikatnych powierzchniach wrażliwych na działanie alkoholi (np. szkło akrylowe). Wyrób przeznaczony do zastosowania przez profesjonalnego użytkownika.

Skład: 100 g preparatu zawiera:

63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol.



Opakowanie handlowe:

butelka ze sprayem 1l,
kanister 5l